

PRIDE®

MOBILITY PRODUCTS ITALIA

LIVE YOUR BEST®

Pride Mobility Products Italia Srl

Via del Progresso ang. Via del Lavoro – 00065 Fiano Romano (RM)

Tel. 0765 451143 – Fax 0765 455251

GO li



PRIDE
MOBILITY PRODUCTS ITALIA
LIVE YOUR BEST®



Pride Mobility Products Italia Srl

Via del Progresso ang. Via del Lavoro – 00065 Fiano Romano (RM)

INDICE	1
1 INTRODUZIONE	2
2. PRECAUZIONI PER UN USO SICURO	3-10
3. PRESTAZIONI E STRUTTURA	11-12
4. MONTAGGIO/PIEGATURA/REGOLAZIONE	13-16
5. USO E FUNZIONAMENTO	17-19
6. GUIDA GENERALE	20
7. ANALISI DEI GUASTI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	21
8. TRASPORTO E CONSERVAZIONE	21
9. APERTURA E CONTROLLO	21
10. GARANZIA DI QUALITÀ	22



Prodotto da INNUOVO, distribuito da Pride Mobility
AVVERTENZA: legga il manuale d'uso prima di utilizzare questo scooter.

Prodotto da:
Zhejiang Innuovo Dispositivi di
Riabilitazione
Co.,Ltd
No.196 Industry Road, Hengdian Movie
Zone, Dongyang, Zhejiang, Cina.
TEL: 86-0579-89302863
FAX: 86-0579-89327233

Distribuito da:
Pride Mobility Products Italia Srl
Via del Progresso ang. Via del Lavoro
00065 Fiano Romano (RM)
Tel. 0765 451143 – Fax 0765 455251

Legga e segua tutte le istruzioni, le avvertenze e le note contenute in questo manuale prima di tentare di utilizzare la sua carrozzina per la prima volta. Se alcune informazioni contenute in questo manuale non fossero chiare, o se avesse bisogno di ulteriore assistenza per il montaggio o il funzionamento, si rivolga al suo rivenditore autorizzato di zona.

L'utilizzo sicuro del prodotto dipende dall'osservanza rigorosa delle avvertenze, delle attenzioni e delle istruzioni operative contenute nel presente manuale. L'azienda non sarà responsabile di eventuali lesioni o danni causati dalla mancata osservanza delle avvertenze, delle attenzioni e delle istruzioni operative. I simboli riportati di seguito in questo manuale sono utilizzati per identificare le avvertenze e le informazioni importanti. Tutti questi simboli sono molto importanti per la sua sicurezza. Si raccomanda fortemente di leggerli e comprenderli interamente.



Avvertenza! La mancata osservanza delle avvertenze contenute nel manuale può causare lesioni personali.



Attenzione! La mancata osservanza delle indicazioni riportate nel manuale può causare danni alla carrozzina.

1. INTRODUZIONE

1.1 Questo prodotto integra una tecnologia avanzata con uno stile moderno. In particolare, la sua struttura per lo smontaggio e l'assemblaggio rapido è molto comoda per essere conservata o collocata nel bagagliaio del suo veicolo durante i viaggi. Siamo certi che le caratteristiche del design, le prestazioni eccellenti e il funzionamento senza problemi di questo prodotto garantiranno una maggiore comodità nella sua vita quotidiana.

1.2 Questa carrozzina elettrica è adatta ai disabili. Il peso massimo caricabile è di 135 kg.

1.3 Questa carrozzina elettrica è di tipo esterno, adatta all'uso in interni e su percorsi pianeggianti vicino agli edifici, ma non su erba, strade sterrate, grandi pendenze o autostrade, e nemmeno in caso di pioggia o neve.

Ci riserviamo il diritto di modificare e aggiornare questo manuale senza preavviso. Questa carrozzina è conforme agli standard ISO7176.

Il manuale la aiuterà a comprendere il funzionamento della carrozzina. Inoltre, descrive anche il funzionamento, la manutenzione e la riparazione. Per qualsiasi altra domanda, si rivolga al suo concessionario o rivenditore.

2. Precauzioni per un uso sicuro



Avvertenza! Per garantire la sua sicurezza, legga e comprenda questo manuale. Deve stare all'erta quando guida un veicolo per garantire la sicurezza.



Avvertenza! Legga attentamente le seguenti avvertenze per evitare danni o lesioni personali causati da un uso improprio. Gli utenti di carrozzine devono adottare misure di sicurezza adeguate e rispettare le norme locali sul traffico pedonale. L'azienda non è responsabile di lesioni personali e/o danni al prodotto causati da un uso improprio. Quando è seduto sulla carrozzina, potrebbe essere difficile per gli altri vederla. L'uso di dispositivi di sicurezza come catarifrangenti, abbigliamento riflettente, luci e segnali di sicurezza è fondamentale per la sua sicurezza.



Avvertenza! Si rivolga regolarmente al suo medico di fiducia per assicurarsi che non vi siano condizioni di salute o fisiche che limitino o compromettano il suo utilizzo sicuro della carrozzina. Se sta assumendo farmaci da prescrizione o da banco, o se l'attività fisica è limitata, si rivolga al suo medico, alcuni farmaci e condizioni mediche possono compromettere la sua capacità di utilizzare la carrozzina.



Avvertenza! Non utilizzi la carrozzina in stato di ubriachezza. L'ubriachezza può compromettere il funzionamento sicuro della carrozzina.

Attenzione! Le sedie a rotelle non sono tutte uguali. Si prenda del tempo per imparare prima di guidare.

Attenzione! Per essere in grado di utilizzare una carrozzina in modo sicuro, occorre tempo e pratica.



Avvertenza! Non utilizzi la carrozzina per altri scopi; applicazioni come l'allenamento con i pesi, lo sport e l'atletica, la trazione, lo spostamento o il trascinarsi possono causare rischi per la sicurezza e sollecitazioni eccessive nella carrozzina.

Attenzione! Questa carrozzina è destinata a una sola persona, il peso massimo di carico è di 135 kg e non sono ammessi passeggeri. Non trasporti nulla per evitare un sovraccarico e un possibile ribaltamento.



Avvertenza! Le consigliamo vivamente di non fumare sulla carrozzina. Se decide di fumare sulla carrozzina, si attenga alle seguenti regole di sicurezza: tenga la cenere a una distanza di sicurezza dal sedile della carrozzina. Si assicuri che la sigaretta sia completamente spenta quando la getta via.



Avvertenza! Prima di salire/scendere dalla carrozzina, deve sedersi il più possibile per evitare lesioni causate dal ribaltamento. Attenzione! I braccioli non sono barre di trasferimento, non li utilizzi per trasferirsi dalla sedia, in quanto potrebbero causare danni al prodotto o lesioni personali. Attenzione! Eviti di concentrare il suo peso sul poggiatesta, altrimenti causerà un ribaltamento e lesioni personali.



Avvertenza! Non utilizzi la carrozzina in modalità manuale senza accompagnatore, poiché potrebbe causare lesioni personali. Attenzione! Quando è seduto sulla carrozzina, non si muova da solo, per non incorrere in lesioni personali. Chieda aiuto al suo accompagnatore, se fosse necessario. Attenzione! Non apporti modifiche alla carrozzina senza autorizzazione. L'aggiunta di accessori può modificare alcune specifiche della carrozzina, come il peso totale, le dimensioni o il centro di gravità. Tenga presente che alcune modifiche possono danneggiare gli oggetti che la circondano. Attenzione! Non modifichi le specifiche del sedile. Non collochi cuscini o imbottiture sul sedile, che potrebbero causare la caduta dell'utente dalla carrozzina a causa dell'instabilità del sedile.



Avvertenza! Faccia molta attenzione quando utilizza l'ossigeno in prossimità di circuiti elettrici o materiali combustibili. Si rivolga al suo fornitore di ossigeno per informazioni sull'uso sicuro dell'ossigeno.



Attenzione! Non modifichi le impostazioni del controller. Chieda al suo fornitore di servizi di controllare le impostazioni del controller ogni 6-12 mesi. Se nota dei cambiamenti nella sua capacità di controllare la carrozzina, contatti il suo fornitore di servizi.



Avvertenza! Durante il funzionamento, la carrozzina potrebbe arrestarsi improvvisamente in qualsiasi momento. Non utilizzi la carrozzina in caso di anomalie o irregolarità.



Avvertenza! Per evitare che la carrozzina perda il controllo e si muova da sola, non collochi la carrozzina in modalità manuale su un piano inclinato.



Avvertenza! Se prevede di rimanere seduto in una posizione fissa per molto tempo, spenga l'alimentazione per evitare un movimento accidentale della carrozzina.



Avvertenza! Eviti qualsiasi accessorio che possa interferire con il funzionamento del joystick. In caso contrario, la carrozzina potrebbe muoversi inaspettatamente.



Avvertenza! Mantenga se stesso, i vestiti e altri oggetti lontani dalla ruota mentre la carrozzina è in movimento. Non trascini nulla dietro la carrozzina durante la guida. Gli indumenti sciolti e altri oggetti possono essere risucchiati dai pneumatici e/o dagli ingranaggi in rotazione.



Attenzione! Non colleghi altri dispositivi al sistema elettronico e non accenda altri dispositivi con la batteria della carrozzina. Attenzione! Quando scollega il cablaggio, tenga il terminale per evitare di danneggiarlo. Non tiri direttamente il cablaggio.



Avvertenza! Mantenga i terminali del connettore del caricabatterie al puliti e asciutti, lontano da fonti di umidità, per evitare danni al sistema elettrico e/o lesioni personali.



Attenzione! La temperatura di conservazione della carrozzina è -15 C~40 C. La conservazione a lungo termine in un ambiente a bassa o alta temperatura danneggia il suo funzionamento.



Attenzione! Controlli sempre i componenti elettrici per verificare la presenza di corrosione. Controlli tutti i freni per verificare che non siano allentati, usurati o danneggiati. Controlli i cablaggi e i morsetti per verificare che non ci siano rotture. Se necessario, si rivolga al suo fornitore di servizi.



Attenzione! La preghiamo di garantire la sicurezza delle sedie a rotelle e delle batterie durante il trasporto. Non trasporti mai sedie a rotelle o batterie con materiali combustibili.



Attenzione! I connettori della batteria, i terminali e i relativi accessori contengono componenti al piombo e al piombo e contengono componenti al litio, al piombo e al piombo.



Attenzione! Non colleghi il cavo direttamente al terminale/clip della batteria per la ricarica.
Attenzione! Non rimuova il fusibile dal cablaggio della batteria. Se il fusibile è danneggiato, contatti il suo fornitore per la sostituzione.



Avvertenza! Non utilizzi la carrozzina con la batteria scarica. Potrebbe rimanere incastrato.
ATTENZIONE! Rallenti quando gira, non faccia curve brusche. Mantenga il baricentro stabile durante la svolta. Per evitare il rolover, non sposti il baricentro nella direzione opposta durante la svolta.



AVVERTENZA! Durante la salita, guidi dritto sul pendio; entrambe le ruote anteriori devono atterrare contemporaneamente. Per ridurre la possibilità di ribaltamento, non crei un angolo con il pendio; non faccia in modo che la ruota su un lato o il lato della carrozzina salga per prima sul pendio. Faccia particolare attenzione quando sale su un pendio.



AVVERTENZA! Non guidi su strade o pendii potenzialmente pericolosi, comprese, ma non solo, le strade coperte di neve, ghiaccio, erba tagliata o foglie bagnate.



AVVERTENZA! Mantenga la carrozzina in movimento durante la salita. Se deve fermarsi, riparta lentamente e acceleri con cautela.



AVVERTENZA! E' pregato di scendere da un pendio alla velocità minima. Se la velocità di discesa è più rapida del previsto, rilasci la leva del joystick per arrestare la carrozzina, e poi prema leggermente la leva per controllare la velocità di discesa.



AVVERTENZA! L'angolo di salita massimo consigliato (vedere la tabella dei parametri) è stato testato in un ambiente controllato. La capacità della carrozzina di salire è influenzata da fattori quali il suo peso, la velocità della carrozzina e l'angolo di avvicinamento al pendio.



AVVERTENZA! La retromarcia è possibile solo su strade pianeggianti. Durante la retromarcia, operi dolcemente a bassa velocità. Si fermi spesso e controlli che non vi siano ostacoli sulla strada. Per evitare il rolover, non si inclini verso il basso o all'indietro lungo il pendio.



AVVERTENZA! Quando è seduto su una carrozzina, eviti qualsiasi posizione o movimento che possa modificare il suo centro di gravità. Ciò potrebbe causare l'inclinazione della carrozzina.



AVVERTENZA! Non ponga tutto il peso su un lato della piattaforma della carrozzina; tale utilizzo potrebbe causare l'inclinazione della carrozzina.
AVVERTENZA! Non metta le mani sopra il sedile e non inclini il corpo. Ciò potrebbe danneggiare lo schienale e causare una caduta.



AVVERTENZA! Anche se la sua carrozzina può attraversare ostacoli alti, le consigliamo di non tentare di attraversare un'altezza superiore a 25 mm. Tali operazioni possono rendere instabile la carrozzina, che può essere utilizzata per superare un ostacolo di tale altezza e causare un ribaltamento e gravi lesioni personali. Se ha dei dubbi su come attraversare gli ostacoli in sicurezza, chiedi aiuto. Presti attenzione alle sue capacità operative e alle sue limitazioni personali. Potrebbe essere necessario rimuovere o coprire i davanzali e installare rampe alle uscite e agli ingressi.



AVVERTENZA! Non cerchi di scavalcare gli ostacoli sui pendii.
AVVERTENZA! Non faccia affidamento su una ruota per superare gli ostacoli.



AVVERTENZA! Non utilizzi mai la carrozzina in prossimità di binari o incroci ferroviari.



AVVERTENZA! Non guidi la carrozzina lungo il bordo di un ruscello, lago o mare. Non guidi la carrozzina attraverso l'acqua.



AVVERTENZA! Non esponga la carrozzina a fiamme libere.



ATTENZIONE! Tenga la carrozzina in un ambiente asciutto e pulito. Non porti la carrozzina in doccia, bagno, piscina o sauna. La pioggia, la neve, il sale, le condizioni di nebbia/spruzzo e le superfici ghiacciate/lisce possono causare l'arrugginimento prematuro delle viti della carrozzina e di alcuni dispositivi.



ATTENZIONE! Eviti l'esposizione prolungata ad ambienti eccessivamente caldi e freddi; potrebbe danneggiare le parti imbottite e non imbottite della carrozzina, nonché la batteria e i componenti della batteria.



ATTENZIONE! Non trascini la carrozzina. Il trascinamento potrebbe superare la propria soglia di velocità, causando danni alle parti fondamentali della carrozzina.



ATTENZIONE! Faccia molta attenzione quando sposta una carrozzina inattiva su e giù per le scale. La carrozzina deve essere piegata, il che richiede la partecipazione di più persone fisicamente capaci.



AVVERTENZA! Non attraversi le scale o le scale mobili con la carrozzina.



AVVERTENZA! Non si sieda su una carrozzina mentre si trova in un veicolo di trasporto.



AVVERTENZA! Per una manipolazione più sicura: Tenga sempre l'alimentazione spenta prima di spostarsi. Assicurarsi che i freni siano bloccati per evitare che la carrozzina si muova durante la movimentazione. Questa carrozzina potrebbe essere guidata nell'ascensore, mentre lei deve spegnere l'alimentazione e sedersi saldamente per assicurarsi che la carrozzina non si muova dopo essere entrata nell'ascensore.



AVVERTENZA! Non appoggi la carrozzina sul sedile anteriore del veicolo durante il trasporto, potrebbe muoversi e disturbare il conducente.



ATTENZIONE! Si rivolga al suo fornitore di servizi se alcuni pezzi di ricambio del sistema di seduta sono allentati. Sostituisca immediatamente le imbottiture usurate o danneggiate.



AVVERTENZA! Le sorgenti di onde radio, come stazioni radio, stazioni televisive, trasmissioni radioamatoriali, radio ricetrasmittenti e telefoni cellulari possono influenzare il controllo della carrozzina.

Le seguenti AVVERTENZE dovrebbero ridurre la possibilità di lesioni gravi dovute a frenate o movimenti accidentali della carrozzina:

1. Non accenda dispositivi portatili di comunicazione personale, come radio a banda cittadina (CB) e telefoni cellulari quando la carrozzina è accesa;

2. Presti attenzione ai trasmettitori vicini, come le stazioni radio o televisive, e cerchi di evitare di avvicinarsi ad essi.


3. In caso di movimento inatteso o di rilascio dei freni, la carrozzina deve essere spenta il prima possibile in condizioni di sicurezza:

4. Tenga presente che l'aggiunta di accessori o parti o la modifica della carrozzina può renderla più suscettibile alle interferenze delle sorgenti di onde radio (nota: non esiste un modo semplice per valutare l'influenza delle suddette modifiche sull'immunità complessiva della carrozzina dalle sorgenti di onde radio); e riferisca al produttore della carrozzina tutti gli incidenti di movimento inatteso o di rilascio del freno, e presti attenzione alle sorgenti radio vicine e ad altre informazioni importanti.

3. Prestazioni e struttura

3.1 Struttura del prodotto

La sua carrozzina è composta principalmente da schienale, cuscino del sedile, batteria, joystick, bracciolo, ruota anteriore, ruota motrice, motore, leva del freno, antiribaltamento, poggiatesta e telaio, ecc.





Dimensione complessiva	940x610x960 mm
Dimensione piegata	720x310x610 mm
Altezza del sedile	500 mm
Larghezza del sedile	380 mm
Larghezza effettiva del sedile	500 mm
Altezza dello schienale	480 mm
Peso della carrozzina	18 kg (esclusa la batteria)
Peso della batteria	1,8 kg
Velocità massima	6 km/h
Distanza di frenata su strada orizzontale	≤1500 mm
Raggio di sterzata minimo	≤900 mm
Capacità di carico massima	135 kg
Distanza di guida teorica	≥15 km
Capacità di arrampicarsi	≥6° (<10°)
Modello di motore	24V/250W * 2 pezzi
Specifiche della batteria al litio	24V/12Ah
Corrente di uscita massima del regolatore	35A
Corrente di uscita massima del caricatore	2A
Specifiche della ruota anteriore	Pneumatico solido,
Specifiche della ruota posteriore	Pneumatico solido,

4. MONTAGGIO/PIEGATURA/REGOLAZIONE

4.1 Assemblaggio

Apra la scatola di imballaggio, estraiga l'intera carrozzina e rimuova il cuscino di protezione. Per prima cosa tiri la pedana in avanti, poi tenga lo schienale con una mano e il sedile con un'altra mano per tirare la carrozzina in avanti e indietro. Quando sente un "clic", significa che la chiusura è stata incastrata nel perno di bloccaggio (Fig. 2) e la carrozzina è stata dispiegata. (Fig. 3).



**AVVERTENZA!**

Dopo aver dispiegato la carrozzina, è necessario verificare se il fermo è stato incastrato nel perno di bloccaggio. E poi può sedersi solo dopo che il fermo è stato fissato. In caso contrario, la carrozzina si danneggerà e causerà lesioni personali.

4.2 Regolazione

Il joystick può essere regolato nella posizione più comoda in base all'altezza e alla lunghezza del braccio dell'utente. Per regolarla, allenti la manopola del bracciolo e poi il joystick verrà allungato. Una volta allungato nella posizione più comoda, il joystick sarà bloccato saldamente dopo aver stretto la manopola. (Fig.4).




fig. 4




fig. 5

Foro di limitazione della chiusura antiribaltamento | Supporto antiribaltamento

Regolazione dell'antiribaltamento

L'antiribaltamento è un dispositivo di sicurezza per evitare che la carrozzina si capovolga durante la guida su superfici piane (Fig.5). Quando deve utilizzare solo superfici piane interne, ritragga il supporto della ruota inclinabile verso l'interno. Quando deve guidare su un pendio, deve spostare l'antiribaltamento fino alla marcia più esterna. Per la regolazione, basta premere a mano il fermo del supporto antiribaltamento ① che può muoversi verso l'interno o verso l'esterno □. Inserisca il fermo nel foro del limite di posizione ③ quando la posizione è confermata.



AVVERTENZA! Se la carrozzina si ribalta all'indietro, può causare gravi lesioni. Per questo motivo, l'uso corretto degli antiribaltamenti può ridurre il rischio di ribaltamento.

4.2.3 Regolazione della leva del freno

Ogni motore ha una leva del freno. Quando la leva viene spinta nella posizione A, la carrozzina sarà in modalità elettrica, che sarà azionata solo dalla corrente. Quando la leva si trova nella posizione B, la carrozzina sarà in modalità manuale, che potrà essere spinta solo a mano. (Fig. 6)




fig. 6




fig. 7

Manopola di bloccaggio del bracciolo

**AVVERTENZA!**

Quando la carrozzina è in modalità manuale, non utilizzi la carrozzina se non facendosi aiutare dal suo assistente. In caso contrario, potrebbe subire lesioni personali. Non imposti la carrozzina in modalità manuale quando è in pendenza. In caso contrario, la carrozzina potrebbe essere fuori controllo e potrebbe rotolare da sola, con conseguenti lesioni personali.

4.2.4 Regolazione dei braccioli

Per la comodità di salire/scendere dalla carrozzina per le persone che hanno problemi di deambulazione, il bracciolo di questo prodotto può essere ribaltato verso l'alto. Per sollevare il bracciolo, basta premere il pulsante di blocco sotto il bracciolo, ribaltandolo verso l'alto (Fig.7). Per abbassare il bracciolo, basta premere verso il basso il bracciolo, quando sente il suono "click", che indica che il bracciolo è bloccato in posizione. A questo punto il bracciolo è ripristinato.

4.3 Piegatura

Se la carrozzina deve essere piegata, tiri su il fermo sul retro della scocca della carrozzina (Fig. 8), quindi sollevi il cuscino del sedile e la carrozzina potrà essere piegata. Con la carrozzina piegata in posizione, sollevi il poggiatesta (Fig.9)




fig. 8





fig. 9

Quando la carrozzina si alza dopo essere stata piegata, la pedana potrebbe essere fissata con del nastro adesivo per evitare che si abbassi.




5. USO E FUNZIONAMENTO

5.1 Joystick

5.1.1 Tutti i componenti elettrici per il controllo della carrozzina sono integrati nel joystick, tra cui (1) interruttore di alimentazione, (2) indicatore di batteria, (3) indicatore di velocità, (4) pulsante di riduzione della velocità, (5) pulsante di aumento della velocità, (6) leva del joystick, (7) pulsante del clacson.

Può implementare tutte le operazioni di questa carrozzina con i pulsanti di cui sopra. (Fig.10)



5.1.2 Interruttore di alimentazione (1): È l'interruttore per l'alimentazione al sistema di controllo. Premere l'interruttore di alimentazione per accendere l'alimentazione, la spia di alimentazione (2) e la spia di velocità (3) saranno accese. Premendolo di nuovo, l'alimentazione sarà spenta, quindi la spia di alimentazione (2) e la spia di velocità (3) si spegneranno.

5.1.3 Pulsante di riduzione della velocità(4): Dopo l'accensione, l'indicatore di velocità(3) visualizza l'attuale velocità massima di guida e diminuisce di una barra ad ogni pressione su il numero di barre visualizzate rappresenta l'attuale velocità massima. L'intervallo può essere regolato dall'utente.

5.1.4 Pulsante di aumento della velocità(5): Dopo l'accensione, l'indicatore di velocità(3) visualizza l'attuale velocità minima di guida e aumenterà di una barra ad ogni pressione su di esso. Il numero di barre visualizzate rappresenta la velocità massima attuale. L'intervallo può essere regolato dall'utente.

5.1.5 Indicatore della batteria(2): Visualizza la batteria di riserva. Tutte le barre sono accese: la potenza è sufficiente; 3-4 barre visualizzate indicano che la potenza è ok. Un valore inferiore a 2 barre indica la mancanza di energia e la necessità di caricare la batteria.

5.1.6 Joystick (6): La funzione principale del joystick è controllare la direzione e la velocità della carrozzina. La carrozzina si muove in avanti se il joystick è in posizione A (fig. 10); si muove all'indietro se il joystick è in posizione B; si gira a sinistra o a destra se si gira su C o D in posizione; si muove in avanti e a sinistra o a destra se si spinge su E o F; si muove all'indietro e a sinistra o a destra se si spinge su G o H. Più il joystick viene spinto dalla sua posizione centrale, più la carrozzina si muove velocemente. Quando lo rilascia, si ripristina automaticamente e frena.




AVVERTENZA! Eviti qualsiasi accessorio che possa intervenire sul funzionamento del joystick. In caso contrario, la carrozzina potrebbe muoversi accidentalmente.

5.2 Ricarica

5.2.1 Carica le batterie con il caricabatterie fuori bordo

Si assicuri che la carrozzina sia spenta. Colleghi la spina di uscita del caricabatterie alla presa a 3 fori sul pacco batteria dal retro della carrozzina; (Fig.11) colleghi la spina di ingresso alla presa di corrente standard.

La spia rossa sul caricatore rappresenta che la carica è in corso; la spia verde si accende quando le batterie sono di base completamente cariche, quindi continui a caricarle per 1-2 ore; consigliamo di caricare le batterie per 6-8 ore; rimuova la spina di alimentazione e il caricatore quando le batterie sono completamente cariche.



5.2.2 Uso iniziale delle nuove batterie

Per massimizzare l'efficienza delle batterie, tenga presente quanto segue

- Carichi completamente la nuova batteria prima del suo utilizzo iniziale. In questo modo, la batteria offre circa il 90% del suo livello massimo di prestazioni.
- Dopo quattro o cinque cicli di ricarica, le batterie raggiungono il 100% di carica e prolungano la loro durata.

5.2.3 Ricarica della batteria fuori dalla carrozzina

Sganci la fibbia che trattiene il pacco batteria sotto il sedile; tenga la maniglia del pacco batteria e la tiri fuori in avanti; colleghi la spina di uscita del caricabatterie alla presa a 3 fori del pacco batteria; colleghi la spina di ingresso del caricabatterie alla presa di corrente standard.(220V) (Fig. 12)

5.3 Sostituzione della batteria

Se la batteria deve essere sostituita, rilasci la fibbia del pacco batteria sotto il sedile e la estragga. La batteria deve essere conforme alle specifiche indicate di seguito:

Tipo	Batteria al litio
Dimensione	320*80*65 mm
Tensione	24 V


5.2.4 Colleghi la spina metallica a 3 pin del caricabatterie alla presa a 3 fori del caricabatterie sul controller (veda la fig. 13).



5.2.5 Cintura di sicurezza

Per la sua sicurezza durante il viaggio, deve allacciare la cintura di sicurezza ogni volta che si siede sulla carrozzina.

Faccia scattare la fibbia della cintura in modo da sentire un clic (fig. 14).



- | | |
|--|---|
| | AVVERTENZA! Non utilizzi la carrozzina durante la carica. |
| | ATTENZIONE! Non confonda le batterie nuove con quelle usate. ATTENZIONE! La preghiamo di sostituirle con batterie dello stesso tipo, sostanze chimiche e capacità. Selezionare il tipo e la capacità della batteria in base alle specifiche del manuale. Utilizzi la batteria sostitutiva fornita direttamente dal/i fornitore/i autorizzato/i per garantire le prestazioni e il funzionamento. |
| | ATTENZIONE! Protegga la batteria dal congelamento; non carichi la batteria congelata, altrimenti la batteria potrebbe danneggiarsi. |

6. GUIDA GENERALE

6.1 Eviti di urtare o colpire le unità di controllo;

6.2 Eviti l'esposizione prolungata della carrozzina a condizioni estreme, come ambienti caldi, freddi o umidi; mantenga pulito il controller.

6.3 Controlli tutti i collegamenti e si assicuri che siano tutti stretti e sicuri.

6.4 Controlli tutti i collegamenti dei cavi, compreso il collegamento del cavo del caricabatterie. Si assicuri che siano ben fissati e non corrosi. Il pacco batteria deve essere installato correttamente nella guida di scorrimento.

6.5 Dopo ogni utilizzo, l'interruttore di alimentazione deve essere spento in tempo per ridurre il consumo inutile della batteria.

6.6 La carrozzina ha una funzione di risparmio energetico. Se la carrozzina non viene utilizzata entro 20 minuti, il controller interrompe automaticamente l'alimentazione. Se ha bisogno di continuare a utilizzare questa carrozzina, la preghiamo di riaccenderla.

6.7 Tutti i cuscinetti delle ruote sono lubrificati e sigillati. Non è necessario lubrificarli.

6.8 Per mantenere la carrozzina sempre in buone condizioni, deve controllarla prima di ogni utilizzo e fare controlli settimanali, mensili e semestrali. Veda la tabella 2 per gli elementi e i tempi di ispezione.


Tabella 2

Articoli per l'ispezione	In qualsiasi momento	Settimanale	Mensile	Semestrale
Ogni parte			⊙	
Girare, guidare, impostare, smontare, ecc.		⊙		
Freno	⊙			
Linee di collegamento		⊙		
Condizioni della batteria	⊙			
Condizioni degli pneumatici			⊙	
Motore				⊙
Dispositivi		⊙		
Pulizia	⊙			

7. ANALISI DEI GUASTI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per sua comodità, questa carrozzina è dotata di un allarme automatico di malfunzionamento. Una volta fuori servizio, le luci LED sul controller lampeggeranno e l'allarme verrà emesso dal clacson. Può individuare il punto in cui si trova il guasto in base alle informazioni riportate nella Tabella 3. Se il guasto è ancora presente dopo aver controllato in base alla Tabella 3, si rivolga al suo agente di assistenza.

Bip 2+1	Mancanza di comunicazione	Controllare il collegamento all'interno del joystick
Bip 2+2	Guasto al motore destro	Controllare il motore giusto o il collegamento dei fili
Bip 2+3	Errore del freno destro o collegamento orchestrale insufficiente	Controlli se la leva del freno è in posizione e se il freno è danneggiato.
Bip 2+4	Guasto al motore sinistro	Controllare il motore sinistro o il collegamento dei fili
Bip 2+5	Errore del freno sinistro o collegamento orchestrale insufficiente	Controlli se la leva del freno è in posizione e se il freno è danneggiato.
Bip 2+6	Sovraccarico di corrente	Controlli se il motore è bloccato o in cortocircuito o se il joystick è danneggiato.
Bip 2+7	Guasto alla leva del joystick	Controlli se la leva del joystick funziona in modo anomalo o se il collegamento interno è allentato.
Bip 2+8	Guasto al joystick	Verificare con il fornitore per la riparazione
Bip 2+9	Guasto alla batteria	Carichi la batteria, se non funziona ancora, sostituiscila con una nuova batteria con le stesse specifiche.

	<p>ATTENZIONE!</p> <p>Per garantire la qualità della carrozzina, durante la manutenzione, se è necessario sostituire parti consumabili come la batteria, le ruote, il joystick, il motore/attuatore e il caricatore, si rivolga a questa azienda o al rivenditore, sostituendo le parti originali dello stesso modello e delle stesse specifiche.</p>
---	--

8. TRASPORTO E CONSERVAZIONE

8.1 Trasporto

Può caricare e trasportare in base ai marchi di spedizione e alla grafica sui cartoni. Per i dettagli, veda l'allegato.

8.2 Conservazione

La sua carrozzina deve essere conservata in un ambiente interno sano, con umidità relativa $\leq 80\%$, buona ventilazione e assenza di gas corrosivi. Rimuova la batteria dalla carrozzina prima di riporla. In caso contrario, il telaio potrebbe arrugginire e l'elettronica potrebbe essere danneggiata.

9. APERTURA E CONTROLLO

La lista di imballaggio è allegata alla confezione. La preghiamo di controllare se ci sono parti mancanti o danneggiate.

No.	Nome	Quantità	Osservazioni
1	Carrozzina elettrica	1 pezzo	Modello: IGO-Lite
2	Caricabatterie	1 pezzo	Modello: AC 100-240V50/60HZ24V2A
3	Manuale	1 pezzo	
4	Joystick	1 pezzo	
5	Batteria	1 pezzo	

10. Garanzia di qualità

10.1 Garanzia

10.2.1 Garanzia a vita sul telaio

10.2.2 Entro 1 anno dalla data di acquisto, per le seguenti parti, forniremo un servizio gratuito di manutenzione e sostituzione per il cliente originale, dopo che il rivenditore avrà verificato l'esistenza di un difetto di materiale e di produzione.

Sistema di controllo elettrico o di leva

Sistema motore/azionamento

Cuscinetto e manicotto dell'albero

Batteria

Si prega di notare che il servizio di garanzia è fornito dal suo rivenditore, e alla fine viene concluso dal nostro reparto post-vendita e dal rivenditore insieme.

Fuori garanzia

Guscio di copertura in plastica ABS e cuscinetto in gomma

Pneumatico

Decorazione interna e cuscino

Danni dovuti ad abusi, operazioni sbagliate, incidenti e negligenza.

Danni causati da manutenzione e conservazione errate

Uso commerciale o altro uso anomalo

PRIDE
MOBILITY PRODUCTS LTD.
LIVE YOUR BEST™

STATI UNITI

182 Susquehanna Avenue
Exeter. PA 18643-2694
Canada
5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L0R 1B3

Australia

20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
www.pridemobility.com.au

Nuova Zelanda

38 Lansford Crescent Avondale
Auckland, Nuova Zelanda 1007
www.pridemobility.co.nz

REGNO UNITO

32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
www.pride-mobility.co.uk

Germania

Pride GmbH
HOvelrieger Str. 28
33161 Hövelhof
Germania

Olanda

De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen
Paesi Bassi
www.pride-mobility.nl

Italia

Via del Progresso,
ang. Via deL Lavoro Loc. Prato della
Corte
00065 Fiano Romano (RM)
www.pride-italia.it

Francia

26 rue Monseigneur Ancel
69 800 Saint-Priest
www.pridemobility.fr

Spagna

Calle Velazquez 80 6D
28001 Madrid
www.pridemobility.com

Rappresentante dell'UE

Sungo Europe BV
Fascinatio Boulevard 522,
Unità 1.7, 2909VA
Capelie aan den IJssel,
Olanda

Numero di serie: