


# Cinghia a bretellaggio Stayflex™

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'USO

SH350, SH351, SH360, SH361



## LA CONFEZIONE CONTIENE

La confezione può contenere uno o più dei seguenti articoli:

- Cinghia a bretellaggio Stayflex
- Cinghie superiori multidirezionali
- Attacchi Cinch-Mount o Flat-Mount
- Fibbie a camma (opzionale – Art. No. FS032-2)



Queste istruzioni forniscono informazioni importanti per la sicurezza d'uso e per la manutenzione di tutti i corpetti toracici anteriori Bodypoint Stayflex™. Consegnare queste istruzioni all'utente o all'assistente, controllando che vengano comprese.

**⚠ ATTENZIONE!** Affidare l'installazione e l'adattamento del prodotto unicamente a un tecnico riabilitativo qualificato.

Per l'installazione, il prodotto va montato con:

- Attacchi terminali per montaggio piano
- Attacchi terminali per Cinch-Mount
- Fibbia a camma (indicata per utenti fino a 75 kg)

La minuteria opzionale Bodypoint per il montaggio della cintura è utilizzabile per il montaggio su carrozzina o sistemi di seduta.

**⚠ ATTENZIONE!** A causa del rischio di soffocamento, è pericoloso utilizzare questo prodotto senza stabilizzare le pelvi; utilizzare sempre con una cinghia di supporto pelvico correttamente installata.

## USO PREVISTO:

**⚠ ATTENZIONE!** Il prodotto è destinato unicamente al posizionamento di una persona su una carrozzina o una sedia da lavoro. Il prodotto **NON** è destinato all'uso come cintura di sicurezza per il trasporto, come dispositivo di immobilizzazione per la sicurezza o per qualsiasi altra applicazione in cui il mancato funzionamento potrebbe provocare lesioni. L'uso non appropriato del prodotto è vietato e pericoloso.

**⚠ ATTENZIONE!** Questo supporto anteriore del tronco deve essere montato correttamente per sostenere il tronco e le spalle dell'utente senza causare lesioni. Farsi mostrare dal proprio specialista della postura seduta la regolazione e l'uso corretti.

- Se è troppo stretto, può ostacolare la respirazione e aumentare la pressione a carico di spalle e torace.
- Se è troppo allentato, potrebbe far scivolare l'utente in basso e creare rischi di strangolamento.
- Lo sgancio accidentale di questo prodotto può far cadere l'utente in avanti.
- L'incapacità di un utente di sganciarsi può essere pericolosa se l'utente scivola verso il basso o rimane intrappolato sulla carrozzina in caso di emergenza.

Se le capacità fisiche o cognitive dell'utente non gli consentono di utilizzare questo prodotto in modo sicuro, è necessario che un assistente sia sempre presente durante il suo utilizzo. Verificare che tutti gli assistenti sappiano come regolare correttamente e slacciare il prodotto.

**⚠ ATTENZIONE!** Come per qualsiasi nuovo sostegno per la postura seduta, questo prodotto può modificare il modo in cui una persona sta seduta. Gli utenti devono continuare a muoversi per alleviare la pressione e controllare che la pelle resti integra, non solo nei punti di contatto del prodotto con l'utente, ma anche in zone soggette a pressione quali quella sacrale, gli arti inferiori e i glutei. Se si verificano arrossamenti o irritazioni della pelle, interrompere l'uso e consultare il proprio medico o lo specialista di postura seduta, onde prevenire lesioni gravi, quali le ulcere da pressione.

**⚠ ATTENZIONE!** Se si verifica un incidente grave correlato all'uso di questo prodotto, deve essere segnalato al produttore (Bodypoint, Inc.) e all'autorità competente locale.

## CONTROLLI PERIODICI DI SICUREZZA E DI EFFICACIA:

Per garantire la sicurezza dell'utente, questo prodotto deve essere controllato periodicamente per verificarne il funzionamento e i segni di usura. Se il prodotto non funziona correttamente o se si riscontra un'usura significativa nelle fibbie, nei punti di montaggio, nelle fettucce, nelle imbottiture o nelle cuciture, interromperne l'utilizzo e contattare il fornitore per una riparazione da parte di personale qualificato o per la sostituzione da parte di Bodypoint. In nessun caso il prodotto deve essere alterato o riparato da persone non qualificate: ne va della salute e della sicurezza dell'utente!

**PULIZIA:** Lavare in lavatrice, con acqua caldo, a 60°C (140°F). Non candeggiare. Utilizzare l'asciugatrice a bassa temperatura, oppure appendere e lasciare asciugare. Non stritare. (Collocare il prodotto all'interno di un sacchetto di stoffa durante il lavaggio, per evitare graffi alla macchina e al prodotto stesso).

**SCARTO/SMALTIMENTO:** Il prodotto è realizzato in materiali che possono essere smaltiti in modo sicuro senza particolari precauzioni al termine della sua vita utile.

**GARANZIA:** Il prodotto è coperto da una garanzia di durata limitata contro eventuali difetti nei materiali e nella fabbricazione derivanti da un normale impiego da parte del consumatore originale. Per le richieste in garanzia, contattare il proprio fornitore o Bodypoint. Per maggiori informazioni sui prodotti Bodypoint, e per un elenco di distributori fuori degli USA, visitare il sito [www.bodypoint.com](http://www.bodypoint.com).

**BP** Bodypoint®





Bodypoint Europe BV  
Kerkstraat 29  
7396 PD Terwolde  
The Netherlands



**MD** Dispositivo medico

558 First Ave. S., Suite 300 | Seattle, WA 98104 | 206.405.4555 | 800.547.5716 | [www.bodypoint.com](http://www.bodypoint.com)






Ø 3/16-1/4"  
(5-6mm)

## INSTALLAZIONE

Invitare l'utente a sedersi nella sedia a rotelle e verificare che abbia assunto la postura corretta per la cintura pelvica di supporto. Posizionare il corpetto Stayflex sul petto con le cinghie sopra lo schienale. Posizionare le cinghie tra il collo e l'articolazione della spalla. La sommità della cerniera non deve mai essere più alta dello sterno del paziente.





## REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE

1. Carrozzina con schienale rigido o guide per cinghie impostate approssimativamente all'altezza delle spalle (regolare verso l'alto o verso il basso per distribuire la pressione)
2. Viti di montaggio con una forza minima di estrazione di 90 kg/200 lb. Non incluse nella confezione.



## CINGHIE SUPERIORI



1. Determinare la direzione in cui tirare per eseguire la regolazione desiderata e fissare la cinghia superiore alle cinghie a bretellaggio.
2. Regolare ogni cinghia sulle spalle in modo che sia aderente e comoda, adattandola alla larghezza della spalla del paziente e alla sua posizione da seduto. Contrassegnare sullo schienale le posizioni per le viti di fissaggio.
3. Collegare le cinghie superiori allo schienale utilizzando dispositivi di fissaggio adatti.



Fibbie a camma  
(opzionale)  
Indicata per utenti  
fino a 75 kg

## CINGHIE INFERIORI

Avvolgere le cinghie inferiori attorno allo schienale senza bloccare altri dispositivi della carrozzina. Montare gli attacchi terminali tra la costola inferiore e il sedile. Collegare le cinghie inferiori utilizzando dispositivi di fissaggio adatti.



## CONTROLLO DI SICUREZZA

Richiedere all'utente di inclinarsi in avanti e da lato a lato per controllare l'aderenza. Verificare:

1. Il **comfort** – Riposizionare le cinghie superiori se strofinano sul collo.
2. La **posizione** – Regolare le cinghie inferiori se troppo alte o troppo basse.
3. L'**interferenza con altri dispositivi** – Riposizionare le cinghie, se necessario, per non intralciare il meccanismo di inclinazione del sedile, i braccioli, i cuscinetti accessori o i tubi di alimentazione.