



Cintura pelvica di supporto

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'USO

ART NOS. GB2, HB2, HB4, LB2, LB4 & NB2



Queste istruzioni forniscono informazioni importanti per la sicurezza dell'uso e per la manutenzione di tutte le cinture pelviche di supporto Bodypoint. Fornire queste istruzioni all'utente o all'assistente, controllando che vengano comprese.

ATTENZIONE! Il prodotto va installato e collocato in posizione da parte di un tecnico di riabilitazione qualificato.

Per l'installazione, il prodotto va montato con uno dei seguenti elementi:

- Attacchi terminali per montaggio piano
- Attacchi terminali per Cinch-Mount
- Fibbie a camma (1" indicate per utenti fino a 75 kg, 1-1/2" e 2" indicate per tutti gli utenti)

La miniera opzionale Bodypoint per il montaggio della cintura è utilizzabile anche per il montaggio su carrozzine o sistemi di seduta.

USO PREVISTO:

ATTENZIONE! Utilizzare questo prodotto solo per il posizionamento di una persona in una carrozzina o una sedia da lavoro. Il prodotto NON è destinato all'uso come dispositivo di sicurezza per il trasporto, come dispositivo di immobilizzazione per la sicurezza o per qualsiasi altra applicazione in cui il mancato funzionamento potrebbe provocare lesioni. L'uso non appropriato del prodotto è vietato e insicuro.

ATTENZIONE! Questa cintura pelvica di supporto deve essere costantemente indossata stretta intorno al bacino o alle cosce. Farsi mostrare dal proprio specialista della postura seduta la regolazione e l'uso corretti.

- Una cintura allentata potrebbe far scivolare l'utente in basso e creare rischi di strangolamento.
- Lo sgancio accidentale di questa cintura pelvica di supporto può far scivolare l'utente in basso o farlo cadere dalla carrozzina.
- L'incapacità di un utente di sganciarsi può essere pericolosa se l'utente scivola verso il basso o rimane intrappolato sulla sedia in caso di emergenza.

Se le capacità fisiche o cognitive dell'utente non gli consentono di utilizzare questa cintura in modo sicuro, è necessario che un assistente sia sempre presente durante il suo utilizzo. Verificare che tutti gli assistenti sappiano come stringere correttamente e slacciare il prodotto.

ATTENZIONE! Come per qualsiasi nuovo sostegno per la postura seduta, questo prodotto può modificare il modo in cui una persona sta seduta.

Gli utenti devono continuare a praticare attività per alleviare la pressione e controllare l'integrità della pelle, non solo nei punti di contatto del prodotto con l'utente, ma anche in zone soggette a pressione quali quella sacrale, gli arti inferiori e i glutei. Se si verificano arrossamenti o irritazioni della pelle, interrompere l'uso e consultare il proprio medico o lo specialista di postura seduta, per prevenire lesioni gravi, quali le ulcere da pressione.

ATTENZIONE! Se si verifica un incidente grave correlato all'uso di questo prodotto, deve essere segnalato al produttore (Bodypoint, Inc.) e all'autorità competente locale.

CONTROLLI PERIODICI DI SICUREZZA E DI EFFICACIA:

per garantire la sicurezza dell'utente, questo prodotto deve essere controllato periodicamente per verificarne il funzionamento e i segni di usura. Se il prodotto non funziona correttamente o se si riscontra un'usura significativa nelle fibbie, nei punti di montaggio, nelle fettucce, nelle imbottiture o nelle cuciture, interrompere l'utilizzo e contattare il fornitore per una riparazione da parte di personale qualificato o per la sostituzione da parte di Bodypoint. In nessun caso il prodotto deve essere alterato o riparato da persone non qualificate: ne va della salute e della sicurezza dell'utente!



PULIZIA: lavare in lavatrice, con acqua calda a 60 °C (140 °F). Non candeggiare. Asciugare a macchina, a temperatura bassa, oppure appendere e lasciare asciugare. Non strirare. (Collocare il prodotto all'interno di un sacchetto di stoffa durante il lavaggio, per evitare graffi alla macchina e al prodotto stesso.)

SCARTO/SMALTIMENTO: il prodotto è realizzato in materiali che possono essere smaltiti in modo sicuro senza particolari precauzioni al termine della sua vita utile.

GARANZIA: questo prodotto è coperto da una garanzia limitata a vita contro eventuali difetti nei materiali e nella fabbricazione derivanti da un normale impiego da parte del consumatore originale. Per le richieste in garanzia, contattare il proprio fornitore o Bodypoint.

Per maggiori informazioni sui prodotti Bodypoint e per avere un elenco di distributori fuori degli USA, visitare il sito www.bodypoint.com.

Bodypoint®




Bodypoint Europe BV
Kerkstraat 29
7396 PD Terwoldse
The Netherlands




Dispositivo medico

558 First Ave. S., Suite 300 | Seattle, WA 98104 | 206.405.4555 | 800.547.5716 | www.bodypoint.com




CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cintura pelvica di supporto a due punti o a quattro punti
- Set di attacchi terminali Cinch-Mount™ o Flat-Mount™ (opzionali)
- Morsetti (opzionali) FrameSaver™




INSTALLAZIONE: CINTURE PELVICHE DI SUPPORTO A DUE PUNTI

1. In base agli obiettivi clinici, determinare la posizione e l'angolo più efficaci per la cintura. Determinare se sia meglio per l'utente mettere la cinghia a strappo sul lato sinistro o sul lato destro.
2. Individuare i punti di montaggio desiderati sul sistema di seduta o sul telaio della carrozzina.
3. Fissare gli attacchi terminali alla base rigida del sedile o al telaio della carrozzina utilizzando la minuteria opzionale per il montaggio della cintura Bodypoint, se necessario.
4. Centrare la cintura sull'utente, infilare le estremità delle cinghie attraverso gli attacchi terminali e regolare alla lunghezza desiderata.
5. Stringere la cintura fino a che risulti comoda.



INSTALLAZIONE: CINTURE PELVICHE DI SUPPORTO A QUATTRO PUNTI

1. Seguire le istruzioni di installazione sopra riportate per regolare e installare la cintura in modo da stabilizzare e posizionare l'utente.
2. Fissare le cinghie secondarie alla carrozzina per evitare che la cintura si sposti.



OPZIONE DI MONTAGGIO DIRETTO

Gli attacchi terminali possono essere fissati direttamente alle superfici solide del sedile. Le viti di montaggio devono avere una forza minima di estrazione di 90 kg/200 lb. (Non incluse nella confezione.)

REGOLAZIONE


Se la cintura è regolata e stretta correttamente, deve avere una vestibilità aderente, senza essere lasca, in modo che l'utente sia stabile.



Utilizzare la cinghia a strappo per le regolazioni quotidiane, ad esempio per gli adattamenti richiesti dai cambi di abbigliamento. Se è necessario regolare ulteriormente la lunghezza per migliorare la vestibilità o se la cintura deve essere rimossa per la pulizia, è possibile farlo servendosi degli attacchi terminali della cintura.

CONTROLLO DI SICUREZZA

Dopo che l'utente si è seduto correttamente sulla carrozzina, farlo sporgere in avanti e a lato per controllare la vestibilità. Controllare quanto segue:

1. Il normale funzionamento della fibbia e delle cinghie di regolazione.
2. Il comfort - Individuare eventuali aree che possono causare irritazioni.
3. Posizione - In caso di altezza eccessiva o insufficiente, regolare la posizione dei dispositivi di fissaggio.
4. Fare compiere alla sedia spostamenti completi, compresi inclinazione, piegamento e rotazione. Verificare la presenza di eventuali interferenze e riposizionare i punti di fissaggio, se necessario.







22mm (Ø7/8")



19mm (Ø3/4")
Art no: HW303-19mm


M6



4mm (5/32")



22mm (Ø7/8")

 **Bodypoint**
FRAMESAVER

BPI111_ 2020.1